



Ultrasonics.Steam.Ultraclean.



Reinigungschemie

Ultraschall Reinigungs-Präparate für die Dental- und Medizinbranche

Ultrasonic cleaning solutions for the dental and medical branches

Solutions pour la nettoyage ultrasonique dentaire et medical

Elma Clean - Reinigungschemie / Cleaning Agents / Nettoyants

Instrumentenreiniger-Konzentrat Elma Clean 10

Zur effektiven und besonders gründlichen Instrumenten- und Gerätereinigung. Speziell entwickelt für medizinische, zahnärztliche oder zahntechnische Instrumente sowie für Laborgeräte. Nahezu alle Materialien können gereinigt werden: Glas, Kunststoff, Edelstahl und Keramik, sowie Metalle (nicht Al und Zn). Sehr ergiebig. Entfernt Blut, Speichel, Proteine, Fette, Öle, usw.

Alginat- und Gipsentfernung Elma Clean 25

Entfernt die ansonsten so schwer abzureinigenden Alginat- und Dentalgipse von Abdrucklöffeln, zahnärztlichen und -technischen Instrumenten sowie von Werkzeugen. Kann auf Materialien wie Glas, Kunststoff, Edelstahl und Keramik sowie Metallen eingesetzt werden.

Prothetikreiniger-Konzentrat hochergiebig Elma Clean 35

Durch Aktivsauerstoff und schonende Reinigungsmittel werden getragene Prothesen hygienisch gereinigt. Insbesondere organische Verunreinigungen und Bakterienbeläge werden ebenso wie Ablagerungen und Essensreste entfernt. Regelmäßige Anwendung verhindert Zahnstein.

Zemententferner-Konzentrat Elma Clean 40

Entfernt höchst wirkungsvoll Zement von Brücken und Kronen sowie von zahnärztlichen Instrumenten. Des Weiteren werden Metalloxide, Kalk und Flussmittel abgereinigt. Geeignet für Edelstahl, Keramik, Kunststoff, Glas und Gummi (nicht für Leichtmetalle).

Aldehyd-freies Bohrerbad Gebrauchsfertige Lösung Elma Clean 55d

Konzentrat zur desinfizierenden Reinigung im Tauchbad mit und ohne Ultraschall. Für allgemeine und chirurgische Instrumente sowie speziell für rotierende zahnärztliche Instrumente (Bohrer, Fräser, Polierer, Wurzelkanalinstrumente) und Endoskope. Entfernt Blut, Proteine, Speichel sowie Gewebe- und Knochenreste. Geeignet für Edelstahl, Stahl, Hartmetalle (auch diamantbesetzt), Keramik und Kunststoffe. Nicht geeignet für Al und Leichtmetall-Legierungen.

Saurer Instrumentenreiniger Elma Clean 60

Zur sauren Grundreinigung medizinischer Instrumente aus Edelstahl. Zudem geeignet für Glas und Kunststoffe. Insbesondere werden unansehnliche braune, angelaufene Stellen sowie Kalk, Rost und Metalloxide von den Instrumenten sicher entfernt.

Cleaning concentrate for instruments Elma Clean 10

For the efficient and thorough cleaning of instruments. Specially developed for medical and dental instruments as well as for laboratory equipment. Suitable for a wide variety of different materials: glass, plastics, stainless steel, ceramics and metals (except Al and Zn). Highly economical. Removes blood, saliva, proteins, grease, oils, etc..

Alginate and dental plaster remover Elma Clean 25

This cleaning agent removes easily alginates and dental plaster from impression trays and dental instruments and equipment. Suitable for all materials like stainless steel, metals, plastics, glass and ceramics.

Highly economical prosthesis cleaner Elma Clean 35

This cleaner cleans used prostheses hygienically by activated oxygen and mild cleaning detergents. Removes organic particles and bacteria as well as residues and food. Regular use prevents tartar.

Cement remover - concentrate Elma Clean 40

Highly efficient remover of cements from dental bridges and crowns and from dental instruments. Removes also metal oxides, lime and fluxing agents. Suitable for stainless steel, ceramics, plastics, glass and rubber (not suitable for light metals).

Aldehyd-free burr bath Ready-for-use chemical solution Elma Clean 55d

Concentrate for disinfection and cleaning in immersion baths with and without ultrasound. For general and surgical medical instruments and especially for rotating dental instruments (drills, cutters, polishers, root canal instruments) and endoscopes. Removes blood, proteins, saliva as well as residuals of tissue and bone. Suitable for stainless steel, steel, and hard metal (also diamond-studded), plastics and ceramics. Not suitable for Al and light metal alloys.

Acid cleaning concentrate for instruments Elma Clean 60

For the acid cleaning of medical and dental instruments made of stainless steel. Also suitable for glass and plastics. Removes reliably ugly brown tarnish marks from instruments. Also removes lime, rust and metal oxides.

Concentré de nettoyage pour instrumentation Elma Clean 10

Conçu spécialement pour un nettoyage particulièrement efficace et soigneux de toute l'instrumentation et l'appareillage médicaux comme instruments utilisés dans la médecine, le dentaire, la technique dentaire, ainsi que le matériel de laboratoire. Verre, synthétique, acier inox, céramique et métaux (sauf Al et Zn) peuvent être nettoyés. Ce produit enlève sang, salive, protéine, graisses, huiles, etc.

Décapant pour plâtre et alginat Elma Clean 25

Ce produit détache des empreintes et autre matériel et outillage dentaire, les alginats et restes de plâtre, d'ordinaire si difficile à décapier. Il peut s'employer sur les matériaux: acier spécial, métal, plastique, verre et céramique.

Nettoyant pour prothétique à haute concentration Elma Clean 35

Grâce à l'oxygène actif et aux substances des nettoyage douces, les prothèses protégées sont nettoyées de manière hygiénique. Élimination entre autre des souillures organiques, dépôts bactériens, restes de nourriture. Un emploi régulier évite la formation de tartre.

Décapant pour ciment - concentré Elma Clean 40

Élimine avec efficacité le ciment des bridges, couronnes et instruments dentaires. Il élimine aussi les oxydes de métaux, calcaire et fondants. Ce produit est approprié pour l'acier inox, céramique, synthétique, verre et caoutchouc (pas pour métal léger).

Produit pour trempage de forets Sans aldéhyde et prêt à emploi Elma Clean 55d

Concentré pour le nettoyage désinfectant en trempage avec ou sans ultrasons. Nettoie l'instrumentation chirurgicale et médicale en général, spécialement l'instrumentation dentaire à rotation (foret, fraise, polisseur, instruments pour traitement de racines dentaires) ainsi que les endoscopes. Élimine: sang, albumine, salive, résidus osseux et tissulaires. Convient aux métaux précieux, acier et métaux durs (aussi avec diamants incrustés), synthétique, céramique. Non compatible avec Al et les alliages de métaux légers.

Nettoyant acide pour l'instrumentation Elma Clean 60 - concentré

Pour le nettoyage préliminaire acide d'instruments médicaux et dentaires en acier inox. Également adapté pour la verrerie et le synthétique. Les instruments présentant des surfaces brunes, oxydées, sont nettoyés de manière efficace. Élimine le calcaire, la rouille et les oxydes de métal.

